

Γ.Α.Α. "Ο ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ" ΜΗΔΑ
ΕΤΟΣ 1994 1884
Αρ. Πρωτ. 11831
Ημερομηνία 27-7-2012
Δ.Τ.Υ.
ΟΛΓΑΝ. ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ
ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ

ΠΡΟΣ

Νοσοκομείο Ευαγγελισμός
Υψηλάντου 45-47, ΤΚ 10676, ΑΘΗΝΑ.
Τηλ. Κέντρο: 213 – 2041000

Υπ' όψη: Γρ. Προμηθειών

Αθήνα 26 Ιουλίου 2012

ΘΕΜΑ: Διαβούλευση Τεχνικών Προδιαγραφών για την προμήθεια Ιατροτεχνολογικού Εξοπλισμού - ΦΟΡΗΤΟ MONITOR - ΚΕΘ της 27/07/2012

Αξιότιμοι κύριοι,

Λάβαμε γνώση των Τεχνικών Προδιαγραφών της εν λόγω διαβούλευσης και θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι οι προδιαγραφές περιορίζουν την ευρύτερη συμμετοχή των εταιρειών καθώς επίσης και της δικής μας. Ο τρόπος διατύπωσης ορισμένων προδιαγραφών προσδιορίζει προϊόντα ορισμένης κατασκευής ή προέλευσης. Επιπλέον θεωρούμε ότι οι προδιαγραφές είναι ελλιπείς καθώς δεν προσδιορίζουν τα ελάχιστα αναγκαία χαρακτηριστικά για την κάλυψη των αναγκών μια σύγχρονης Μονάδας Εμφραγμάτων.

Η Εταιρεία μας αντιπροσωπεύει έναν από τους μεγαλύτερους κατασκευαστές monitor και κεντρικών σταθμών στον κόσμο, με μία από τις πλέον εξελιγμένες τεχνολογικές προτάσεις της αγοράς με πολλά πλεονεκτήματα, τον οίκου PHILIPS MEDICAL SYSTEMS, με εγκατεστημένα μηχανήματα σε πολλά Νοσοκομεία και Κλινικές σε όλη την Ελληνική περιφέρεια, ενδεικτικά αναφέρουμε Γ.Ν. ΚΑΤ, Γενικό Νοσοκομείο Βούλας «Ασκληπιείο», Γ.Ν. «Αλεξάνδρα», Ναυτικό Νοσοκομείο Αθηνών, Νέο Ογκολογικό Κηφισιάς, Γ.Ν. Νίκαιας – Πειραιά «Αγ.Παντελεήμων», Γ.Ν. Ξάνθης, Π.Γ.Ν Ιωαννίνων, ΠΓΝ. Λάρισας, Γ.Ν. Λάρισας «Κουτλιμπάνειο», Π.Γ.Ν. Ηρακλείου, Γ.Ν. Ηρακλείου «Βενιζέλειο-Πανάκειο», Π.Γ.Ν Λάρισας, ΝΙΜΤΣ, Ιδ. Δ.Θ.Κ.Α. «ΥΓΕΙΑ», Ιδ. Γ.Κ.Μ/Γ.Κ «ΜΗΤΕΡΑ» και πολλά άλλα.

Στα πλαίσια επίτευξης του καλύτερου δυνατού αποτελέσματος για το Νοσοκομείο σας, παρακαλούμε όπως λάβετε υπόψη σας τόσο τα σημεία των τεχνικών προδιαγραφών που αποτρέπουν την συμμετοχή της Εταιρείας μας σε μελλοντικό διαγωνισμό όσο και τις προτάσεις μας για τα αναγκαία χαρακτηριστικά που θα πρέπει να περιγράφονται από αυτές.



ΕΙΔΟΣ : ΦΟΡΗΤΟ MONITOR

Αναφέρεται στις Τεχνικές Προδιαγραφές:

11. Μνήμη αποθήκευσης	Επεισοδίων-Συναγερμών-Αρρυθμιών όλων των τύπων για τις τελευταίες 100 ώρες παρακολούθησης
12. Αποθήκευση ΗΚΓ	≥ 48 ωρών υπό μορφή πυκνογραφήματος (Gull disclosure)
13. Να εκτελεί trends 100 ωρών για όλες τις παρακολουθούμενες παραμέτρους	ΝΑΙ

Παρατηρήσεις:

1. Η δυνατότητα αποθήκευσης ΗΚΓ για χρονικό διάστημα ≥ 48 ωρών υπό μορφή πυκνογραφήματος (Gull disclosure), όπως αναφέρει η παράγραφος 12, αποτελεί χαρακτηριστικό που προσδιορίζει προϊόν ορισμένης κατασκευής ή προέλευσης και δημιουργεί αδικαιολόγητα προβλήματα στην ανάπτυξη υγιούς ανταγωνισμού, καθώς δεν διατίθεται από τους μεγαλύτερους κατασκευαστές τέτοιων συστημάτων (π.χ. PHILIPS, GE, SPACELABS). Εκτός αυτού δεν προσδίδει κανένα πλεονέκτημα στο χρήστη καθώς τα επεισόδια, οι συναγερμοί και οι αρρυθμίες παρακολουθούνται, καταγράφονται και είναι πάντοτε διαθέσιμα για ανασκόπηση στο μόνιτορ. Ως εκ τούτου παρακαλούμε όπως απαλειφθεί η συγκεκριμένη παράγραφος.
2. Οι ποσοτικοί προσδιορισμοί των παραγράφων 11 και 13 ήτοι «... 100 ώρες παρακολούθηση, ...trends 100 ωρών...», από την εμπειρία μας από άλλους διαγωνισμούς, προσδιορίζουν προϊόντα ορισμένης κατασκευής ή προέλευσης και ως εκ τούτου θα πρέπει να τροποποιηθούν. Η πλειονότητα των μεγάλων κατασκευαστών (π.χ. PHILIPS, GE, SPACELABS) διαθέτει trends έως και 48 ωρών.



ΕΥΡΩΤΕΧΝΙΚΗ ΕΛΛΑΣ
ΙΑΤΡΙΚΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ & ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΑΕ

Πρόσθετα Αναγκαία Χαρακτηριστικά για τον προσδιορισμό των ελάχιστων απαιτούμενων λειτουργιών :

1. Δυνατότητα εκτύπωσης ΗΚΓφήματος 12 απαγωγών από το monitor στον Laser εκτυπωτή.
2. Εκτύπωση εκθέσεων ζωτικών παραμέτρων, συμβάντων, γραφικών παραστάσεων, συναγερμών κ.λ.π.
3. Δυνατότητα σύνδεσης με Η/Υ μέσω ειδικού λογισμικού για την περαιτέρω ανάλυση και επεξεργασία των δεδομένων του ασθενούς
4. Παρακολούθηση και γραφική απεικόνιση των μεταβολών του διαστήματος ST σε όλες τις απαγωγές για άμεση αναγνώριση ισχαιμικών επεισοδίων
5. Παρακολούθηση διαστήματος QT/QTc με ενεργοποίηση συναγερμού για τις εκτός ορίων μετρήσεις.
6. Λογισμικό στη Ελληνική Γλώσσα.
7. Λειτουργία χωρίς ανεμιστήρα για την αποφυγή διασποράς μικροβίων που είναι η κύρια αιτία μετάδοσης ενδοноσοκομειακών λοιμώξεων.

Παραμένουμε στη διάθεσή σας για οποιαδήποτε συμπληρωματική πληροφορία ή διευκρίνιση.

Με εκτίμηση,
ΕΥΡΩΤΕΧΝΙΚΗ ΕΛΛΑΣ
Ιατρικά Μηχάνηματα Α.Ε.



Άγγελος Πετρογιάννης, Μ.Β.Α.
Μηχανικός Ιατρικών Οργάνων