

**ΠΡΟΣ: ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΥ
«ΤΜΗΜΑ: ΒΙΟΙΑΤΡΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ»**

ΠΕΙΡΑΙΑΣ, 14/04/2014

**ΘΕΜΑ: Δημόσια διαβούλευση τεχνικών προδιαγραφών για την προμήθεια συσκευής
υποθερμίας ασθενών**

Κύριοι,

Σε συνέχεια του αιτήματός σας για Δημόσια Διαβούλευση Τεχνικών Προδιαγραφών για την προμήθεια **Συσκευής Υποθερμίας Ασθενών**, και στα πλαίσια ανάπτυξης ευρύτερου ανταγωνισμού, η εταιρία μας είναι στην ευχάριστη θέση να σας υποβάλει τις εξής προτάσεις προς δικής σας αξιολόγηση:

- 4.** Η μονάδα ελέγχου λειτουργεί με μικροεπεξεργαστή, διαθέτει διακόπτες αφής για εύκολο καθαρισμό, ευδιάκριτη LCD οθόνη για ψηφιακή παρακολούθηση τόσο της επιλεγθείσας από τον χρήστη θερμοκρασίας όσο και της επιτυγχανόμενης από την κουβέρτα θέρμανσης.
- 5.** Η ρύθμιση της θερμοκρασίας πραγματοποιείται από 32°C έως 39 °C με βήματα των 0,5°C για κάθε κουβέρτα ξεχωριστά.
- 8.** Οι διαστάσεις της κουβέρτας που μπορεί να χρησιμοποιηθεί και στην ανάνηψη είναι 800 x 1800 mm .
- 10.** Φέρει δυνατότητα σύνδεσης έως και δύο κουβερτών ταυτόχρονα καλύπτοντας πλήθος εφαρμογών, (επισυνάπτουμε σχετικό Brochure εφαρμογών) και αποφεύγονται με τον τρόπο αυτό η δυσκολία σύνδεσης πολλών με μικρότερες διαστάσεις θερμαινόμενων κουβερτών
- 11.** Η μονάδα ελέγχου διαθέτει δύο εξόδους για την ταυτόχρονη θέρμανση δύο θερμαντικών στρωμάτων όταν αυτό απαιτείται και φέρει δυνατότητες ώστε να επιτυγχάνεται: .
 - ✓ Διαφορετική ρύθμιση της επιθυμητής από τον χρήστη θερμοκρασίας για κάθε κουβέρτα ξεχωριστά.
 - ✓ Ταυτόχρονη θέρμανση δύο ασθενών (στην ανάνηψη) με μία μονάδα ελέγχου

Δ. ΚΟΡΤΕΣΗΣ & ΣΙΑ Ε.Ε

Οδυσσέως 25, Τ.Κ: 18758- Κερατσίνι, Πειραιάς

Τηλ: +302104321612 Fax: +302104321796 Email: Dcor@cmedical.gr

13. Η συσκευή διαθέτει προαιρετικά ειδικό gel πάχους 15mm κατάλληλο για την πρόληψη των κατακλίσεων το οποίο μπορεί να τοποθετηθεί μεταξύ φορέιου και θερμαινόμενου στρώματος , ώστε ο χρόνος θέρμανσης της κουβέρτας στην επιθυμητή θερμοκρασία να μην επηρεάζεται από την χρήση του.

Αλλά Σημαντικά Τεχνικά Χαρακτηριστικά:

1. Οι κουβέρτες είναι ακτινοδιαπερατές, μεγάλης ελαστικότητας ώστε να μπορούν να διπλώνονται για εύκολη αποθήκευση χωρίς προβλήματα βλάβης
2. Οι κουβέρτες αποτελούνται από θερμαντικά στοιχεία τα οποία ελέγχονται από την μονάδα ελέγχου μέσω αισθητήρων θερμοκρασίας και λειτουργούν με τάση όχι μεγαλύτερη των 24 Vdc
3. Η μονάδα ελέγχου διαθέτει οπτικοακουστικά συστήματα συναγερμού, σε περίπτωση υπέρβασης της προκαθορισμένης από τον χρήστη θερμοκρασίας, σε περίπτωση μη επαρκούς θέρμανσής της από την μονάδα ελέγχου, σε περίπτωση διακοπής τροφοδοσίας (EN 60601-2-35) ή σε περίπτωση προβλήματος στο καλώδιο σύνδεσης της μονάδος ελέγχου με το στρώμα.
4. Η μονάδα διαθέτει ανεξάρτητα συστήματα συναγερμού για κάθε κουβέρτα ξεχωριστά, ώστε να μην διακόπτεται η λειτουργία της συσκευής σε περίπτωση βλάβης μίας εκ των θερμαινόμενων κουβερτών.

Είμαστε στην διάθεσή σας για οποιαδήποτε πληροφορία ή διευκρίνιση.

Με Εκτίμηση,
Για την Δ. Κορτέσης & ΣΙΑ Ε.Ε.
ΙΑΤΡΙΚΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ
ΟΔΥΣΣΕΩΣ 25 ΚΕΡΑΤΣΙΝΙ
ΤΗΛ: 2104321612 FAX: 2104321796
ΑΦΜ: 099551697 ΔΟΥ: ΠΕΙΡΑΙΑ
ΑΔΤΗ: 00938
Κορτέσης Διαμαντής
Γενικός Διευθ.

Δ. ΚΟΡΤΕΣΗΣ & ΣΙΑ Ε.Ε

Οδυσσέως 25, Τ.Κ: 18758- Κερατσίνι, Πειραιάς

Τηλ: +302104321612 Fax: +302104321796 Email: Dcor@cmedical.gr