


ΚΛΙΒΑΝΟΣ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΣΗΣ 12 STU ΔΥΟ ΘΥΡΩΝ ΜΕ ΕΝΣΩΜΑΤΩΜΕΝΗ ΑΤΜΟΓΕΝΝΗΤΡΙΑ / ΔΙΚΤΥΟ ΑΤΜΟΥ , ΤΥΠΟΣ HS 6620


Φωτογραφία Υλικού	Κωδικός Εργοστασίου / Παραγγελίας	Περιγραφή Υλικού	Προσφερόμενη ποσότητα
	HS6620ER-2	ΚΛΙΒΑΝΟΣ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΣΗΣ GETINGE ΣΕΙΡΑΣ HS66 Κλιβανος ατμού υψηλής τεχνολογίας του οίκου GETINGE Σουηδίας σειράς HS 66, δύο (2) θυρών, με δεξιά διάταξη συντήρησης, ελεγχόμενος από μικροϋπολογιστή νέας γενιάς PACS 3500. Με πρόγραμμα αυτοδιάγνωσης βλαβών. Με συνδέσεις πιστοποίησης του κλιβάνου (VALIDATION) σύμφωνα με την οδηγία EN 285 & EN 17665. Καταγραφή πίεσης και θερμοκρασίας από ανεξάρτητους αισθητήρες υψηλής ακρίβειας. <u>Διαθέτει οθόνη αφής Avanti 8,4 ", με ελληνικό μενού, πάνω από την θύρα του κλιβάνου.</u> Διαθέτει εκτυπωτή στην πλευρά φόρτωσης. Διαθέτει ανεξάρτητο σύστημα ελέγχου PACS Supervisor Crosscheck. Με δυνατότητα σύνδεσης με το λειτουργικό σύστημα επεξεργασίας αποστειρωμένου υλικού με barcodes τύπου T-DOC της Getinge. <u>Παροχή ατμού από ενσωματωμένη ατμογεννήτρια 60 kW και δυνατότητα σύνδεσης με ατμό δικτύου του Νοσοκομείου.</u> Καλύπτει τις απαιτήσεις για Ιατροτεχνολογικά Προϊόντα κατηγορίας IIb (MDD Conformity) σύμφωνα με την οδηγία 93/42/EEC. Διαθέτει σήμανση CE (0413). <u>Βασικά τεχνικά χαρακτηριστικά:</u> • Διαστάσεις θαλάμου : 672×672×2000 χιλ. βάθος • Ωφέλιμη χωρητικότητα : 899 λίτρα • Εξωτερικές διαστάσεις : 900×2350×1980 χιλ. ύψος • Προγράμματα αποστείρωσης : 121 °C & 134 °C (ατμού), Συνδυασμός προγραμμάτων B3111 • Ηλεκτρική Σύνδεση : 400 V 3 phase 50 Hz • Εγκατάσταση ανάμεσα σε δύο τοίχους (Recessed through two walls [R]) • Τοποθέτηση ηλεκτρικού πίνακα στο πίσω μέρος (Backwards clearance distance) Μοντέλο : HS6620ER-2	2

Φωτογραφία Υλικού	Κωδικός Εργοστασίου / Παραγγελίας	Περιγραφή Υλικού	Προσφερόμενη ποσότητα
 PRODUCT SPECIFICATION RAILS FOR SHELF RACK FOR STERILIZER 66 SERIES § DIMENSIONS FOR RAILS FOR SHELF RACKS	564600870	ΡΑΓΕΣ ΘΑΛΑΜΟΥ ΑΠΟ ΑΝΟΞΕΙΔΩΤΟ ΑΤΣΑΛΙ. ΣΥΝΕΡΓΑΖΕΤΑΙ ΜΕ ΤΟ ΤΡΟΧΗΛΑΤΟ ΦΟΡΤΩΣΗΣ ΚΑΙ ΤΗ ΡΑΦΙΕΡΑ ΘΑΛΑΜΟΥ Τύπος : RAILS FOR SHELF RACK	2
 PRODUCT SPECIFICATION SHELF RACK HEAVY LOAD FOR STERILIZER 66 SERIES, ΣΕΛ. 2 § DIMENSIONS FOR SHELF RACK	564605270	ΡΑΦΙΕΡΑ ΘΑΛΑΜΟΥ ΑΠΟ ΑΝΟΞΕΙΔΩΤΟ ΑΤΣΑΛΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΦΟΡΤΩΣΗ ΚΑΛΑΘΙΩΝ, ΚΟΝΤΕΙΝΕΡ ΚΛΠ. ΔΙΑΘΕΤΕΙ ΕΝΑ (1) ΡΑΦΙ ΒΑΡΕΩΣ ΤΥΠΟΥ ΑΠΟ ΔΙΑΤΡΗΤΟ ΑΝΟΞΕΙΔΩΤΟ ΑΤΣΑΛΙ Τύπος : SHELF RACK FOR HEAVY LOAD WITH ONE (1) SHELF	4

Φωτογραφία Υλικού	Κωδικός Εργοστασίου / Παραγγελίας	Περιγραφή Υλικού	Προσφερόμενη ποσότητα
 PRODUCT SPECIFICATION SHELF RACK HEAVY LOAD FOR STERILIZER 66 SERIES, ΣΕΛ. 2 § DIMENSIONS OF SHELF FOR HEAVY LOAD	564606420	ΕΠΙΠΛΕΟΝ ΡΑΦΙ ΓΙΑ ΡΑΦΙΕΡΑ ΘΑΛΑΜΟΥ ΑΠΟ ΑΝΟΞΕΙΔΩΤΟ ΑΤΣΑΛΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΦΟΡΤΩΣΗ ΚΑΛΑΘΙΩΝ, ΚΟΝΤΕΙΝΕΡ ΚΛΠ. (ΕΚ ΠΑΡΑΔΡΟΜΗΣ ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΓΡΑΦΤΗΚΕ Ο ΚΩΔ. 564606270) <u>Τύπος : SHELF FOR HEAVY LOAD</u>	4
 PRODUCT SPECIFICATION GETINGE SMART LOADING TROLLIES FOR STERILIZERS ΣΕΛ. 3, § FIXED HEIGHT LOADING TROLLEY	564710672	ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΤΡΟΧΗΛΑΤΟ ΦΟΡΤΩΣΗΣ – ΕΚΦΟΡΤΩΣΗΣ, ΦΤΙΑΓΜΕΝΟ ΑΠΟ ΣΥΜΠΑΓΕΣ ΑΝΟΞΕΙΔΩΤΟ ΑΤΣΑΛΙ, ΣΤΑΘΕΡΟΥ ΥΨΟΥΣ (FIXED HEIGHT-FHT) <u>Τύπος : SMART LOADING TROLLEY</u>	4

Φωτογραφία Υλικού	Κωδικός Εργοστασίου / Παραγγελίας	Περιγραφή Υλικού	Προσφερόμενη ποσότητα
 ΔΙΑΤΑΞΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ 2 ΚΛΙΒΑΝΩΝ ΜΕ 2 ΘΥΡΕΣ ΕΛΕΓΧΟΥ (ΣΤΗ ΦΩΤΟ ΦΑΙΝΕΤΑΙ 1 ΑΝΟΙΧΤΗ & 1 ΚΛΕΙΣΤΗ) ΠΡΟΣΟΨΗ ΚΛΙΒΑΝΩΝ ΜΕ ΑΡΘΡΩΤΗ ΑΝΟΙΓΟΜΕΝΗ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ ΓΙΑ ΔΙΕΥΚΟΛΥΝΣΗ ΣΕΡΒΙΣ ΚΑΙ ΑΠΟ ΕΜΠΡΟΣ	572003270	ΘΥΡΑ ΕΛΕΓΧΟΥ ΑΝΟΞΕΙΔΩΤΗ ΣΧΕΔΙΑΣΜΕΝΗ ΝΑ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΤΑΙ ΣΤΗΝ ΠΛΕΥΡΑ ΦΟΡΤΩΣΗΣ ΤΟΥ ΚΛΙΒΑΝΟΥ ΣΧΗΜΑΤΙΖΟΝΤΑΣ ΠΛΗΡΕΣ ΔΙΑΧΩΡΙΣΜΟ ΚΑΘΑΡΗΣ – ΑΚΑΘΑΡΤΗΣ ΖΩΝΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΜΟΝΩΣΗΣ ΤΟΥ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ. ΔΙΑΣΤ. 600 X 1960 (Π X Υ) <u>Τύπος : INSPECTION DOOR HS66 RH</u>	2
 ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ ΕΞΑΡΤΗΜΑ ΤΟΥ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ ΠΟΥ ΠΙΣΤΟΠΟΙΕΙΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΣΤΟ PRODUCT SPECIFICATION ΣΕΛ 6. § NETWORK COMMUNICATION	5830024	ΘΥΡΑ USB ΩΣ ΜΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΤΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ <u>Τύπος : USB PORT</u>	2

Φωτογραφία Υλικού	Κωδικός Εργοστασίου / Παραγγελίας	Περιγραφή Υλικού	Προσφερόμενη ποσότητα
 ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ ΕΞΑΡΤΗΜΑ ΤΟΥ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ ΠΟΥ ΠΙΣΤΟΠΟΙΕΙΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΣΤΟ PRODUCT SPECIFICATION ΣΕΛ 6. § NETWORK COMMUNICATION	5830021	ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΓΙΑ ΣΥΝΔΕΣΗ ΜΕ ΔΙΚΤΥΟ. ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗΣ ΜΕ ΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ GETINGE T-DOC ΚΑΙ GETINGE ONLINE <u>Τύπος : PREPARED FOR NETWORK COMMUNICATION</u>	2
 ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ ΕΞΑΡΤΗΜΑ ΤΟΥ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ ΠΟΥ ΠΙΣΤΟΠΟΙΕΙΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΣΤΟ PRODUCT SPECIFICATION ΣΕΛ 4. § STEAM SUPPLY OPTIONS	5617073	ΒΑΛΒΙΔΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΑΤΜΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ <u>Τύπος : SHUT-OFF VALVE FOR PLANT STEAM</u>	2

Φωτογραφία Υλικού	Κωδικός Εργοστασίου / Παραγγελίας	Περιγραφή Υλικού	Προσφερόμενη ποσότητα
 ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ ΕΞΑΡΤΗΜΑ ΤΟΥ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ ΠΟΥ ΠΙΣΤΟΠΟΙΕΙΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΣΤΟ PRODUCT SPECIFICATION ΣΕΛ 4. § STEAM SUPPLY OPTIONS	5617074	ΣΥΝΔΕΣΗ ΜΕ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΠΑΡΟΧΗ ΑΤΜΟΥ <u>Τύπος : PLANT STEAM CONNECTION E-MODEL</u>	2

Φωτογραφία Υλικού	Κωδικός Εργοστασίου / Παραγγελίας	Περιγραφή Υλικού	Προσφερόμενη ποσότητα
 ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ ΕΞΑΡΤΗΜΑ ΤΟΥ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ ΠΟΥ ΠΙΣΤΟΠΟΙΕΙΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΣΤΟ PRODUCT SPECIFICATION ΣΕΛ 4. § "ECO"™ WATER SAVING SYSTEM	5617075	ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ ΝΕΡΟΥ <u>Τύπος : ECO WATER SAVING SYSTEM</u>	2
 ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ ΕΞΑΡΤΗΜΑ ΤΟΥ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ ΠΟΥ ΠΙΣΤΟΠΟΙΕΙΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΣΤΟ PRODUCT SPECIFICATION ΣΕΛ 3. § WATER QUALITY FOR STEAM GENERATOR	5830006	ΔΙΠΛΗ ΣΥΝΔΕΣΗ ΝΕΡΟΥ <u>Τύπος : DUAL WATER CONNECTION</u>	2