



SafeBlood  
BioAnalytica

Ιλισίων 3Α-5, 115 28 Αθήνα  
Τ 210 64 00 318 Φ 210 64 62 748  
info@sbbio.gr [www.sbbio.gr](http://www.sbbio.gr)

Αθήνα, 25 Ιούλιος 2016

Αρ. Πρωτ.: 643/25-07-2016

ΠΡΟΣ ΤΟ

ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ «Ο ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ - ΟΦΘΑΛΜΙΑΤΡΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ - ΠΟΛΥΚΛΙΝΙΚΗ»  
ΒΙΟΙΑΤΡΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ

**ΘΕΜΑ: ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΕΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΕΓΚΛΕΙΣΗΣ ΙΣΤΩΝ ΣΕ ΠΑΡΑΦΙΝΗ**

Αξιότιμες κυρίες και Αξιότιμοι κύριοι,

Καταρχάς, θα θέλαμε να σας συγχαρούμε για την πρωτοβουλία να δώσετε τη δυνατότητα στην εταιρεία μας - καθώς και σε κάθε δυνητικό συμμετέχοντα - να εκφράσουμε και να διατυπώσουμε τις προτάσεις μας επί των Τεχνικών Προδιαγραφών για την προμήθεια ενός Συστήματος Έγκλεισης Ιστών σε Παραφίνη.

Sales & Marketing Manager Pathology Anatomy Division

#### ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΕΠΙ ΤΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ

Σύμφωνα με την **υπ' αριθμόν 8 Τεχνική Προδιαγραφή** ζητείται «Σύστημα ροής παραφίνης με ρυθμιζόμενη θερμοκρασία». Η εταιρία μας προτείνει την τροποποίηση της προδιαγραφής σε «Σύστημα ροής παραφίνης με θερμοκρασία είτε ανεξάρτητα ρυθμιζόμενη είτε ρυθμιζόμενη μέσω του θερμαινόμενου δοχείου παραφίνης»

**Αιτιολόγηση:** Στη πλειονότητα των εμπορικά διαθέσιμων συστημάτων έγκλεισης ιστών παραφίνης η θερμοκρασία του συστήματος ροής παραφίνης δεν είναι ανεξάρτητα ρυθμιζόμενη αλλά σχετίζεται με την θερμοκρασία του δοχείου παραφίνης.

Σύμφωνα με την **υπ' αριθμόν 12 Τεχνική Προδιαγραφή** ζητείται «Το δοχείο Συλλογής Παραφίνης να είναι θερμαινόμενο». Η εταιρία μας προτείνει την τροποποίηση της προδιαγραφής σε « Δοχείο συλλογής παραφίνης κάτω από την επιφάνεια εργασίας αποσπώμενο και θερμαινόμενο είτε ανεξάρτητα είτε επαγωγικά από την θερμαινόμενη επιφάνεια»

**Αιτιολόγηση:** Το δοχείο συλλογής παραφίνης σε όλα τα εμπορικώς διαθέσιμα μηχανήματα βρίσκεται κάτω από την θερμαινόμενη πλάκα, με αποτέλεσμα αυτό επαγωγικά να θερμαίνεται. Συνεπώς δεν συντρέχει ιδιαίτερος λόγος να είναι ανεξάρτητα θερμαινόμενο. Τέλος πρέπει να είναι αποσπώμενο για την εύκολη απόρριψη των αποβλήτων.

Σύμφωνα με την **υπ' αριθμόν 13 Τεχνική Προδιαγραφή** ζητείται «Ο θάλαμος κασετών να διαθέτει προσθαφαιρούμενο συρτάρι». Η εταιρία μας προτείνει την τροποποίηση συγκεκριμένης προδιαγραφής σε «ο θάλαμος κασετών να διαθέτει είτε προσθαφαιρούμενο συρτάρι είτε να δέχεται απευθείας καλάθια κασετών από διαφορετικού τύπου ιστοκινέτες»

**Αιτιολόγηση:** Στο θάλαμο κασετών τοποθετούνται οι κασέτες προερχόμενες από την ιστοκινέτα, οι οποίες βρίσκονται μέσα σε διαφορετικού τύπου καλαθιών ανάλογα την ιστοκινέτα. Η ύπαρξη προσθαφαιρούμενου συρταριού δεν κρίνεται απαραίτητη διότι ο χρήστης μεταφέρει με το καλάθι της ιστοκινέτας τις κασέτες στο σύστημα έγκλεισης ιστών σε παραφίνη. Είτε τοποθετεί το καλάθι στο θάλαμο είτε το αδειάζει. Σε ότι αφορά τον καθαρισμό του εσωτερικού του θαλάμου αυτός πραγματοποιείται εύκολα και γρήγορα με την χρήση σπάτουλας και πανιού και συνεπώς η προσθαφαίρεση δεν κρίνεται απαραίτητη.



**SafeBlood  
BioAnalytica**

Ιλισίων 3Α-5, 115 28 Αθήνα  
Τ 210 64 00 318 Φ 210 64 62 748  
info@sbbio.gr [www.sbbio.gr](http://www.sbbio.gr)

Σύμφωνα με την υπ' αριθμόν 14 Τεχνική Προδιαγραφή ζητείται «Ο θάλαμος φύλαξης εκμαγείων να διαθέτει προσθαφαιρούμενο συρτάρι». Η εταιρία μας προτείνει την αφαίρεση της συγκεκριμένης προδιαγραφής ή την τροποποίησή της σε «Ο θάλαμος φύλαξης εκμαγείων να διαθέτει προσθαφαιρούμενο συρτάρι (επιθυμητό)».

**Αιτιολόγηση:** Τα εκμαγεία τοποθετούνται στη σειρά και στοιβάζονται το ένα πάνω στο άλλο εντός του θαλάμου με σκοπό την πλήρη εκμετάλλευση του διαθέσιμου χώρου του θαλάμου. Η ύπαρξη προσθαφαιρούμενου συρταριού δεν εξυπηρετεί κάποιο συγκεκριμένο σκοπό αλλά αντιθέτως περιορίζει την χωρητικότητα καθώς δεν καθιστά ασφαλή την στοίβαξη των εκμαγείων. Σε ότι αφορά τον καθαρισμό του εσωτερικού του θαλάμου αυτός πραγματοποιείται εύκολα και γρήγορα με την χρήση πανιού και συνεπώς η προσθαφαίρεση δεν κρίνεται απαραίτητη.

#### Με εκτίμηση

Για τη SafeBlood BioAnalytica AE  
**SafeBlood BioAnalytica**  
ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΒΙΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ  
ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ - ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ Α.Ε.  
ΙΛΙΣΙΩΝ 3Α - 5, ΑΘΗΝΑ, 115 28  
ΑΦΜ: 099936534-ΔΟΥ: Φ.Α.Ε.Ε. ΑΘΗΝΩΝ  
ΤΗΛ.: 210 6400318 ΦΑΞ: 210 64 62 748  
Διονύσης Βρούχας [info@sbbio.gr](mailto:info@sbbio.gr)

Sales & Marketing Manager, Pathology Anatomy Division