



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
1^η Υ.Π.Ε. ΑΤΤΙΚΗΣ
ΓΝΑ «Ο ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ
ΟΦΘΑΛΜΙΑΤΡΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
ΠΟΛΥΚΛΙΝΙΚΗ» ΝΠΔΔ**

Αθήνα, 17-3-2020

**ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ
ΤΡΑΥΜΑΤΟΣ (VAC) – ΆΛΛΑ ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ CVPV 33693000-4**

Σε απάντηση της υπ' αρ. πρωτ. 13/01/210/37182/5-11-2019 απόφασης, σας επισυνάπτουμε την κατάρτιση τεχνικών προδιαγραφών για τα είδη του επισυναπτόμενου πίνακα.

Λόγω της μεγάλης εξειδίκευσης που έχει δημιουργήσει η εξέλιξη της βιοϊατρικής τεχνολογίας η κατηγοριοποίηση πρέπει να γίνει:

- 1) ανά ιατρική ένδειξη χρήσης και στην ολότητα τους σαν σύστημα ώστε να μην υπάρχουν ασυμβατότητες, όπως έχουν παρατηρηθεί σε διαγωνισμούς τέτοιων συστημάτων σε άλλα νοσοκομεία στο παρελθόν.
- 2) Βασική προϋπόθεση η ταυτόχρονη παραχώρηση συνοδού εξοπλισμού, η εφαρμογή του vasc από νοσηλευτή της εταιρείας και η ύπαρξη υπαλλήλου της εταιρείας διαθέσιμου 24 ώρες το 24ωρο 7 ημέρες την εβδομάδα on call για την τεχνική υποστήριξη του συνοδού εξοπλισμού σε όλες τις παρακάτω κατηγορίες. Η μη τήρηση της ανωτέρω προϋπόθεσης θα εκλαμβάνεται ως μη τήρηση της συμβατικής υποχρέωσης.

A/A	ΥΛΙΚΑ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΡΑΥΜΑΤΟΣ (VAC) – ΆΛΛΑ ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ CVPV 33693000-4	ΑΠΑΙΤΗΣΗ	ΑΠΑΝΤΗΣΗ	ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ
A	Συστήματα εφαρμογής αρνητικής πίεσης σε ελλείμματα δέρματος και ιστών γενικής χρήσεως:			
A1α	Αντλία: Επιδαπέδια επαναφορτιζόμενη με αυτονομία 12 ωρών ως 6 κιλά με πιέσεις από -25 ως 200mm (μετρήσιμη με μανόμετρο χειρός στην είσοδο σωλήνα επέκτασης 1 μέτρου κατ' ελάχιστον) με ρυθμιζόμενη λειτουργία συνεχή ή διακοπόμενη, με ηχητικό και οπτικό συναγερμό διαφυγής ή χαμηλής μπαταρίας, με οθόνη χειρισμού και εγχειρίδιο στα ελληνικά. Η αντλία διατίθεται δωρεάν	ΝΑΙ		
	Τα κάτωθι αναλώσιμα με ένδειξη πιστοποίησης CE αποστειρωμένα:			

A1β	Δοχείο συλλογής αποστειρωμένο από 250ml ως 1200ml με περιεχόμενο που ζελατινοποιεί το εξίδρωμα με φίλτρο διαχείρισης οσμών και με διαβάθμιση σε ml	NAI		
A1γ	Σωλήνας αποστειρωμένος συμβατός με αεροστεγή συνδετικά για επιμήκυνση και δυνατότητα συνδετικού τύπου Ύψιλον για δύο περιοχές σε ένα δοχείο, όλα αποστειρωμένα μιας χρήσεως σε ατομική συσκευασία	NAI		
A1δ	Σετ σπόγγου με αυτοκόλλητο σωλήνα αναρρόφησης του εξιδρώματος και αυτοκόλλητη μεμβράνη διάφανη για την επίτευξη αεροστεγούς αποκλεισμού του ελλείμματος ιστών. Εναλλακτική επιλογή σπόγγου με άργυρο για τραύματα με χαμηλό μικροβιακό φορτίο.	NAI		
B	<u>Συστήματα εφαρμογής αρνητικής πίεσης σε ελλείμματα δέρματος και ιστών ειδικής χρήσεως βάση ενδείξεων:</u>			
B1	Κατακλίσεις ιεροκοκκυγικής χώρας και ελλείμματα δέρματος κορμού Ζου-Ζου βαθμού σε κατακαλυμμένους ασθενείς με μικρό μικροβιακό φορτίο που χρήζουν ενσταλάξεων εμποτισμού διαλύματος στην κοίτη του τραύματος			
B1α	Αντλία: Επιδαπέδια επαναφορτιζόμενη με αυτονομία 8 ωρών ως 6 κιλά με πιέσεις από -25 ως 200mm (μετρήσιμη με μανόμετρο χειρός στην είσοδο σωλήνα επέκτασης 1 μέτρου κατ' ελάχιστον) με δυνατότητα ενστάλαξης – εμποτισμού – αναρρόφησης VAC αντισηπτικών ουσιών ή αντιβιοτικών ή φυσιολογικού ορού ή υπέρτονου διαλύματος ή συνδυασμού τους στη κοίτη του τραύματος με ρυθμιζόμενη λειτουργία συνεχή ή διακοπτόμενη ή χρήση κύκλων ενστάλαξης αναρρόφησης, με ηχητικό και οπτικό συναγερμό διαφυγής ή χαμηλής μπαταρίας, με οθόνη χειρισμού και εγχειρίδιο στα ελληνικά. Η αντλία διατίθεται δωρεάν	NAI		
	Τα κάτωθι αναλώσιμα με ένδειξη πιστοποίησης CE αποστειρωμένα:			
B1β	Δοχείο συλλογής αποστειρωμένο από 250ml ως 1000ml με περιεχόμενο που ζελατινοποιεί το εξίδρωμα με φίλτρο άνθρακα διαχείρισης οσμών και με διαβάθμιση σε ml. Συμπληρωματικά δοχείο χορήγησης διαλύματος, η χορήγηση αυτού του διαλύματος ελέγχεται από ειδική	NAI		

	κασέτα			
B1γ	Σωλήνας αποστειρωμένος πέντε αυλών συμβατός, με αεροστεγή συνδετικά, με δύο μικροαισθητήρες, όλα αποστειρωμένα μιας χρήσεως σε ατομική συσκευασία	ΝΑΙ		
B1δ	Σετ σπόγγου με 2 αυτοκόλλητους σωλήνες αναρρόφησης του εξιδρώματος-ενστάλαξης-πλύσης και αυτοκόλλητη μεμβράνη διάφανη για την επίτευξη αεροστεγούς αποκλεισμού του ελλείμματος ιστών. Διαστάσεις οβάλ ή τετράγωνο: μικρό 10χ8χ3 περίπου, , ενδιάμεσο 13χ19χ3 περιπου, μεγάλο 26χ16χ3 περίπου. Εναλλακτικά σύστημα τριών σπόγγων ένας εν τω βάθη τοποθέτησης με οπές 1cm σε όλη την επιφάνεια και δύο κανονικοί όλοι διαστάσεων 18χ13χ0,8 ως 1,5 cm. Σε περίπτωση αποκαλυμμένου οστού θα χρησιμοποιηθεί σετ σπόγγου πολυβινυλικής αλκόολης.	ΝΑΙ		
B2	Ελλείμματα δέρματος κορμού 2ου-3ου βαθμού χωρίς φλεγμονή, χωρίς οστεομυελίτιδα, σε επιμήκεις χειρουργικές τομές σε κατακαλυμμένους ασθενείς			
B2α	Αντλία: Επιδαπέδια επαναφορτιζόμενη με αυτονομία 12 ωρών ως 6 κιλά με πιέσεις από -25 ως 200mm (μετρήσιμη με μανόμετρο χειρός στην είσοδο σωλήνα επέκτασης 1 μέτρου κατ' ελάχιστον) με ρυθμιζόμενη λειτουργία συνεχή ή διακοπτόμενη, με ηχητικό και οπτικό συναγερμό διαφυγής ή χαμηλής μπαταρίας, με οθόνη χειρισμού και εγχειρίδιο στα ελληνικά. Η αντλία διατίθεται δωρεάν	ΝΑΙ		
	Τα κάτωθι αναλώσιμα με ένδειξη πιστοποίησης CE αποστειρωμένα:			
B2β	Δοχείο συλλογής αποστειρωμένο από 250ml ως 1000ml με περιεχόμενο που ζελατινοποιεί το εξίδρωμα με φίλτρο διαχείρισης οσμών και με διαβάθμιση σε ml	ΝΑΙ		
B2γ	Σωλήνας αποστειρωμένος συμβατός με αεροστεγή συνδετικά για επιμήκυνση και δυνατότητα συνδετικού τύπου Ύψιλον για δύο περιοχές σε ένα δοχείο, όλα αποστειρωμένα μιας χρήσεως σε ατομική συσκευασία	ΝΑΙ		

B2δ	Σετ σπόγγου πολυουρεθάνης δύο διαστάσεων μεσαίο και ενδιάμεσο και εξαιρετικά μεγάλου μήκους με πλάτος 7-9 cm περίπου με πολύ μικρούς πόρους για να μην ερεθίζει το υγέις δέρμα εκατέρωθεν της τομής με ενσωματωμένο αυτοκόλλητο σωλήνα αναρρόφησης του εξιδρώματος και ενσωματωμένη αυτοκόλλητη μεμβράνη διάφανη για την επίτευξη αεροστεγούς αποκλεισμού του ελλείμματος ιστών με ίοντα αργύρου στην επιφάνεια επαφής και πολυεστέρα. Διαστάσεις μήκους παραλληλογράμμου: μεσαίο 11cm περίπου, ενδιάμεσο 19cm περίπου, εξαιρετικά μεγάλο 90cm περίπου	ΝΑΙ		
B3	Ελλείμματα δέρματος κορμού 2ου-3ου βαθμού χωρίς φλεγμονή, χωρίς οστεομυελίτιδα, με αποκαλυμμένα ευγενή στοιχεία (τένοντες, νεύρα κλπ) σε κατακαλυμμένους ασθενείς			
B3α	Αντλία: Επιδαπέδια επαναφορτιζόμενη με αυτονομία 12 ωρών ως 6 κιλά με πιέσεις από -25 ως 200mm (μετρήσιμη με μανόμετρο χειρός στην είσοδο σωλήνα επέκτασης 1 μέτρου κατ' ελάχιστον) με ρυθμιζόμενη λειτουργία συνεχή ή διακοπτόμενη, με ηχητικό και οπτικό συναγερμό διαφυγής ή χαμηλής μπαταρίας, με οθόνη χειρισμού και εγχειρίδιο στα ελληνικά. Η αντλία διατίθεται δωρεάν.	ΝΑΙ		
	Τα κάτωθι αναλώσιμα με ένδειξη πιστοποίησης CE αποστειρωμένα:			
B3β	Σετ δοχείου συλλογής εκκρίσεων 1000 ml με αποσπώμενο σάκκο συλλογής εκκρίσεων από το κάνιστρο με ζελοποιητική-απολυμαντική σκόνη και ενσωματωμένο φίλτρο/βαλβίδα αντεπιστροφής	ΝΑΙ		
B3γ	Σωλήνας αποστειρωμένος συμβατός με αεροστεγή συνδετικά για επιμήκυνση και δυνατότητα συνδετικού τύπου Ύψιλον για δύο περιοχές σε ένα δοχείο, όλα αποστειρωμένα μιας χρήσεως σε ατομική συσκευασία	ΝΑΙ		
B3δ	Σέτ σπόγγου αντιβακτηριδιακό με πολυεστερικό πλέγμα επαφής λιπιδοκολλοειδούς τεχνολογίας εμποτισμένο με άργυρο (ελεύθερο σουλφαδιαζίνης), υδροκολλοειδές και βαζελίνη. Διαστάσεις σπόγγου μικρό 10x8x3 cm, ενδιάμεσο μικρού μεσαίου 10x15x3 cm, μεσαίο 13x18x3 cm, μεγάλο 15x25x3 cm, πολύ μεγάλο 2 τεμ χ 30x25x3	ΝΑΙ		

	cm			
B4	B4) Ελλείμματα δέρματος κορμού 2ου-3ου βαθμού χωρίς φλεγμονή, χωρίς οστεομυελίτιδα, με αποκαλυμμένα ευγενή στοιχεία (τένοντες, νεύρα κλπ) σε περιπατητικούς ασθενείς			
B4α	Αντλία: συνεχή, μεταβαλλόμενη και διαλείπουσα λειτουργία αρνητικής πίεσης βάρος αντλίας 1,2kg - προσαρμογή αρνητικής πίεσης μεταξύ -20mmHg εώς -200mmHg τα διαστήματα εφαρμογής χαμηλής και υψηλής πίεσης προσαρμόζονται ξεχωριστά σε διάστημα 2-10 min - δυνατότητα ρύθμισης της ευαισθησίας των συναγερμών - ένδειξη ελέγχου του εγκλεισμού - αθόρυβη λειτουργία - Ψηφιακή οθόνη και εύκολο μενού - δυνατότητα λειτουργίας με μπαταρία (αυτονομία τουλάχιστον 24 ωρών) - οδηγίες χρήσης στα Ελληνικά. Η αντλία διατίθεται δωρεάν	ΝΑΙ		
	Τα κάτωθι αναλώσιμα με ένδειξη πιστοποίησης CE αποστειρωμένα:			
B4β	Δοχείο συλλογής αποστειρωμένο από 250ml και 750ml με περιεχόμενο που ζελατινοποιεί το εξίδρωμα με φίλτρο διαχείρισης οσμών και με διαβάθμιση σε ml	ΝΑΙ		
B4γ	Σωλήνας αποστειρωμένος συμβατός με αεροστεγή συνδετικά για επιμήκυνση και δυνατότητα συνδετικού τύπου Ύψιλον για δύο περιοχές σε ένα δοχείο, όλα αποστειρωμένα μιας χρήσεως σε ατομική συσκευασία	ΝΑΙ		
B4δ	B4δ) Σέτ σπόγγου επιτάχυνσης επούλωσης με πολυεστερικό πλέγμα επαφής με ολιγοσακχαρίτη νανοτεχνολογίας για δράση κατά των μεταλλοπρωτεασών. Διαστάσεις σπόγγου μικρό 10x8x3 cm, ενδιάμεσο μικρού μεσαίου 10x15x3 cm, μεσαίο 13x18x3 cm, μεγάλο 15x25x3 cm, πολύ μεγάλο 2 τεμ χ 30x25x3 cm	ΝΑΙ		
B5	Κατακλίσεις και ελλείμματα δέρματος άκρας χείρας-άκρου πόδα 2ου-3ου βαθμού χωρίς φλεγμονή, χωρίς			

	οστεομυελίτιδα σε κατακαλυμμένους ασθενείς			
B5α	Αντλία: Φορητή (για περιπατητικούς ασθενής)επαναφορτιζόμενη με αυτονομία 12 ωρών 1,2 κιλά περίπου με πιέσεις από -25 ως 200mmHg, με ρυθμιζόμενη λειτουργία συνεχή ή διακοπτόμενη και αντλία επιδαπέδια αφής με πιέσεις-55 ως 225mmHg και δυνατότητα στην διακοπτόμενη λειτουργία να μην μηδενίζει η πίεση, με δυνατότητα μνήμης για καταγραφή το ιστορικό του ασθενούς, ημερομηνία και ώρα και με ηχητικό και οπτικό συναγερμό διαφυγής ή χαμηλής μπαταρίας, με οθόνη χειρισμού και εγχειρίδιο στα ελληνικά. Η αντλία διατίθεται δωρεάν.	ΝΑΙ		
	Τα κάτωθι αναλώσιμα με ένδειξη πιστοποίησης CE αποστειρωμένα:			
B5β	Δοχείο συλλογής αποστειρωμένο από 250ml ως 1000ml με περιεχόμενο που ζελατινοποιεί το εξίδρωμα με φίλτρο διαχείρισης οσμών και με διαβάθμιση σε ml.	ΝΑΙ		
B5γ	Σωλήνας αποστειρωμένος συμβατός με αεροστεγή συνδετικά για επιμήκυνση και δυνατότητα συνδετικού τύπου Υψιλον για δύο περιοχές σε ένα δοχείο, όλα αποστειρωμένα μιας χρήσεως σε ατομική συσκευασία.	ΝΑΙ		
B5δ	Σετ σπόγγου με αυτοκόλλητο σωλήνα αναρρόφησης του εξιδρώματος, μεμβράνη χωρίς κόλλα φιλική υποαλλεργική για το δέρμα, διάφανη δίκην σακούλας που να μπορεί να περικλείει σαν κάλτσα όλο το άκρο και αυτοκόλλητη μεμβράνη διάφανη για την επίτευξη αεροστεγούς αποκλεισμού του ελλείμματος ιστών με διαστάσεις: μικρό :50cm x 30cm x 70 cm, μεσαίο 65cm x 40cm x85cm, μεγάλο: 80cm x 50cm x95cm . Να συνδυάζεται με σπόγγο της ίδιας εταιρείας με διαστάσεις : small 100x150x10, medium 100x150x30, large 150x250x30,XL 300X250X30, XXL 250X380X15. Με σπόγγο διπλού αυλού: Small 10χ7,5χ3,2cm, Medium 26χ15χ3, Large 18χ12,5χ3cm	ΝΑΙ		
B6	Σε μοσχεύματα μερικού πάχους για βελτίωση πρόσληψης αυτών σε κατακαλυμμένους ασθενείς πιθανόν και με μεταβολικά νοσήματα			

B6α	<p>Αντλία: Φορητή (για περιπατητικούς ασθενής) επαναφορτιζόμενη με αυτονομία 12 ωρών 1,2 κιλά περίπου με πιέσεις από -25 ως 200mmHg με ρυθμιζόμενη λειτουργία συνεχή ή διακοπτόμενη και αντλία επιδαπέδια αφής με πιέσεις-55 ως 225mmHg 2 κιλά περίπου και δυνατότητα στην διακοπτόμενη λειτουργία να μην μηδενίζει η πίεση, με δυνατότητα μνήμης για καταγραφή το ιστορικό του ασθενούς, με ημερομηνία και ώρα και ηχητικό και οπτικό συναγερμό διαφυγής ή χαμηλής μπαταρίας, με οθόνη χειρισμού και εγχειρίδιο στα ελληνικά. Η αντλία διατίθεται δωρεάν.</p>	ΝΑΙ		
	Τα κάτωθι αναλώσιμα με ένδειξη πιστοποίησης CE αποστειρωμένα:			
B6β	Δοχείο συλλογής αποστειρωμένο από 250ml ως 1000ml με περιεχόμενο που ζελατινοποιεί το εξίδρωμα με φίλτρο διαχείρισης οσμών και με διαβάθμιση σε ml.	ΝΑΙ		
B6γ	Σωλήνας αποστειρωμένος συμβατός με αεροστεγή συνδετικά για επιμήκυνση και δυνατότητα συνδετικού τύπου Υψιλον για δύο περιοχές σε ένα δοχείο, όλα αποστειρωμένα μιας χρήσεως σε ατομική συσκευασία.	ΝΑΙ		
B6δ	Σετ σπόγγου λευκό με λείους πολύ μικρούς πόρους για θεραπεία επί δερματικών μοσχευμάτων μερικού πάχους με αυτοκόλλητο σωλήνα αναρρόφησης του εξιδρώματος και αυτοκόλλητη μεμβράνη διάφανη για την επίτευξη αεροστεγούς αποκλεισμού. Διαστάσεις : μικρό 10χ8χ1, μεσαίο 11χ14χ1, μεγάλο 26χ29χ1.	ΝΑΙ		
B7	Σε ασθενείς με εντεροδερματικά συρίγγια για την θεραπεία τους			
B7α	<p>Αντλία: Φορητή (για περιπατητικούς ασθενής) επαναφορτιζόμενη με αυτονομία 12 ωρών 1,2 κιλά περίπου με πιέσεις από -25 ως 200mmHg, με ρυθμιζόμενη λειτουργία συνεχή ή διακοπτόμενη και αντλία επιδαπέδια αφής με πιέσεις-55 ως 225mmHg και δυνατότητα στην διακοπτόμενη λειτουργία να μην μηδενίζει η πίεση, με δυνατότητα μνήμης για καταγραφή το ιστορικό του ασθενούς, ημερομηνία και ώρα και με ηχητικό και οπτικό συναγερμό διαφυγής ή χαμηλής μπαταρίας, με οθόνη χειρισμού και εγχειρίδιο στα ελληνικά. Η αντλία διατίθεται δωρεάν.</p>	ΝΑΙ		

	Τα κάτωθι αναλώσιμα με ένδειξη πιστοποίησης CE αποστειρωμένα:			
B7β	Δοχείο συλλογής αποστειρωμένο από 250ml ως 1000ml με περιεχόμενο που ζελατινοποιεί το εξίδρωμα με φίλτρο διαχείρισης οσμών και με διαβάθμιση σε ml.	ΝΑΙ		
B7γ	Σωλήνας αποστειρωμένος συμβατός με αεροστεγή συνδετικά για επιμήκυνση και δυνατότητα συνδετικού τύπου Ύψιλον για δύο περιοχές σε ένα δοχείο, όλα αποστειρωμένα μιας χρήσεως σε ατομική συσκευασία.	ΝΑΙ		
B7δ	Αποστειρωμένο αντάπτορα συριγγίου σιλικόνης με διαστάσεις: Α)3/30 30mm x 15mm Β)3/45 30mm x45 mm Γ)6/15 60mm x 15mm Β)Σετ σπόγγου με διαστάσεις 250x300x30mm και αυτοκόλλητες μεμβράνες διάφανες για την επίτευξη αεροστεγούς αποκλεισμού με αυτοκόλλητο σωλήνα αναρρόφησης του εξιδρώματος, Αυτοκόλλητα επιθέματα αεροδιαπερατά, πλέγμα σιλικόνης 200x300mm.	ΝΑΙ		
B8	Σε ασθενείς με ανοιχτή κοιλιά			
B8α	Αντλία: Επιδαπέδια επαναφορτιζόμενη με αυτονομία 8 ωρών ως 6 κιλά με πιέσεις από -25 ως 200mm (μετρήσιμη με μανόμετρο χειρός στην είσοδο σωλήνα επέκτασης 1 μέτρου κατ' ελάχιστον) με ρυθμιζόμενη λειτουργία συνεχή ή διακοπτόμενη, με ηχητικό και οπτικό συναγερμό διαφυγής ή χαμηλής μπαταρίας, με οθόνη χειρισμού και εγχειρίδιο στα ελληνικά. Η αντλία διατίθεται δωρεάν	ΝΑΙ		
	Τα κάτωθι αναλώσιμα με ένδειξη πιστοποίησης CE αποστειρωμένα:			
B8β	Δοχείο συλλογής αποστειρωμένο από 250ml ως 1000ml με περιεχόμενο που ζελατινοποιεί το εξίδρωμα με φίλτρο διαχείρισης οσμών και με διαβάθμιση σε ml	ΝΑΙ		
B8γ	Σωλήνας αποστειρωμένος συμβατός με αεροστεγή συνδετικά για επιμήκυνση και δυνατότητα συνδετικού τύπου Ύψιλον για δύο περιοχές σε ένα δοχείο, όλα αποστειρωμένα μιας χρήσεως σε ατομική συσκευασία	ΝΑΙ		

B8δ	Μεμβράνη προστασίας σπλάχνων διάτρητη με ενσωματωμένο σπόγγο πολυουρεθάνης σε σχήμα βακτινου αστεριού με δυνατότητα προσαρμογής στο μέγεθος της κοιλιάς. 2 σπόγγους σχήματος οβάλ δακτυλίων πολυουρεθάνης, με δυνατότητα αφαίρεσης αυτών, 4 αυτοκόλλητες μεμβράνες αεροστεγούς αποκλεισμού, με αυτοκόλλητο σωλήνα αναρρόφησης του εξιδρώματος 4 αυλών, 2 μικροαισθητήρων	ΝΑΙ		
B9	Για περιπατητικούς ασθενείς με απλό έλλειμμα ιστών δέρματος άνω των 50mm x 50mm			
B9α	Αντλία: Ελαφριά φορητή επαναφορτιζόμενη με αυτονομία 12 ωρών με πλέσεις από -25 ως -120mm (μετρήσιμη με μανόμετρο χειρός στην είσοδο σωλήνα επέκτασης 1 μέτρου κατ' ελάχιστον) με σύστημα ανάρτησης στην ζώνη του ασθενούς με ρυθμιζόμενη λειτουργία συνεχή ή διακοπτόμενη, με ηχητικό και οπτικό συναγερμό διαφυγής ή χαμηλής μπαταρίας, με οθόνη χειρισμού και εγχειρίδιο στα ελληνικά. Η αντλία διατίθεται δωρεάν.	ΝΑΙ		
	Τα κάτωθι αναλώσιμα με ένδειξη πιστοποίησης CE αποστειρωμένα:			
B9β	Δοχείο συλλογής αποστειρωμένο από 250ml ως 1000ml με περιεχόμενο που ζελατινοποιεί το εξίδρωμα με φίλτρο διαχείρισης οσμών και με διαβάθμιση σε ml.	ΝΑΙ		
B9γ	Σωλήνας αποστειρωμένος συμβατός με αεροστεγή συνδετικά για επιμήκυνση και δυνατότητα συνδετικού τύπου Ύψιλον για δύο περιοχές σε ένα δοχείο, όλα αποστειρωμένα μιας χρήσεως σε ατομική συσκευασία.	ΝΑΙ		
B9δ	Σετ επιδέσμων γάζας επιτάχυνσης επούλωσης με πολυεστερικό πλέγμα επαφής με ολιγοσακχαρίτη νανοτεχνολογίας για δράση κατά των μεταλλοπρωτεασών S-M-L-XL	ΝΑΙ		
B10	Για περιπατητικούς ασθενείς με απλό έλλειμμα ιστών δέρματος κάτω των 50mm x 50mm			

B10α	Αντλία: Ελαφριά ως 80 gr φορητή χειροκίνητη με ελατήριο με σταθερή πιέση ως -120mm (μετρήσιμη με μανόμετρο χειρός στην είσοδο σωλήνα επέκτασης 1 μέτρου κατ' ελάχιστον) με σύστημα ανάρτησης στην ζώνη του ασθενούς με λειτουργία συνεχή, με οπτικό συναγερμό διαφυγής και πλήρωσης δοχείου. Εγχειρίδιο στα ελληνικά. Η αντλία διατίθεται δωρεάν και είναι μίας χρήσεως ανά τοποθέτηση ανά ασθενή.	ΝΑΙ		
	Τα κάτωθι αναλώσιμα με ένδειξη πιστοποίησης CE αποστειρωμένα:			
B10β	Δοχείο συλλογής αποστειρωμένο από 50ml ως 80ml με περιεχόμενο που ζελατινοποιεί το εξίδρωμα με φίλτρο διαχείρισης οσμών και με διαβάθμιση σε ml	ΝΑΙ		
B10γ	Σωλήνας αποστειρωμένος συμβατός 80 cm, όλα αποστειρωμένα μιας χρήσεως σε ατομική συσκευασία	ΝΑΙ		
B10δ	Σετ σπόγγου με αυτοκόλλητο σωλήνα αναρρόφησης του εξιδρώματος και αυτοκόλλητη μεμβράνη διάφανη για την επίτευξη αεροστεγούς αποκλεισμού του ελλείμματος ιστών. Διαστάσεις οβάλ ή τετράγωνο: μικρό 8x8x2 περίπου.	ΝΑΙ		

Στη διάθεσή σας για περαιτέρω διευκρινίσεις.

Τα μέλη της Επιτροπής.

Πρόεδρος:

Γ. Μαρακομιχελάκης

Μέλη:

• M. Κοτρώτσιου

• Π. Δεδεηλίας

• Γ. Λακιώτης

• A. Κυριακόπουλος

ΑΝΤΩΝΙΟΣ Β. ΚΥΡΙΑΚΟΠΟΥΛΟΣ
ΠΛΑΣΤΙΚΟΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ ΕΠΙΜΕΑΗΤΗΣ Β'
ΚΛΙΝΙΚΗ ΠΛΑΣΤΙΚΗΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ
Γ.Ν. «ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ ΘΡΑΛΛΑΙΑΣ ΑΘΗΝΩΝ-ΠΟΛΥΚΛΙΝΙΚΗ» - 1η ΥΠΕ
ΑΜΚΑ: 03117404198 - ΑΜ:127738

1η Υ.Π.Ε. ΑΤΤΙΚΗΣ
Γ.Ν.Α. «Ο. ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ»
ΟΦΘΑΛΜΙΑΤΡΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ-ΠΟΛΥΚΛΙΝΙΚΗ
ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΚΑΡΔΙΑΣ-ΘΩΡΑΚΟΣ-ΑΓΓΕΙΩΝ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Γ. ΔΕΔΕΗΛΙΑΣ
Γ.Ν.Α. «ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ» ΑΜΚΑ: 29066103457 ΑΜ ΤΣΑΥ: 63091

ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ Β. ΛΑΚΙΩΤΗΣ
Δ/ΝΤΗΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ ΕΣΥ
Β' ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ
ΑΜΚΑ: 05015410271 Α.Μ. ΤΣΑΥ: 045579

1η Υ.Π.Ε. ΑΤΤΙΚΗΣ
Dr. ΜΑΡΙΑ ΚΟΤΡΩΤΣΙΟΥ Μ. D PhD
ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ
ΛΕΠΤΙΚΟΣ - ΠΛΑΣΤΙΚΟΣ ΕΠΑΝΕΡΓΗΤΙΚΟΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ
Γ.Ν.Α. «Ο. ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ»
ΑΜΚΑ: 28116700221 Α.Μ. ΤΣΑΥ: 84790